




**CERTIFIED**  
(EU) 2016/425  
EN 149:2001  


—CE—



## **FFP NR – Non reusable**



# MOLDEX

R

**GB - Instructions for use** Use Protects from solid and liquid aerosols to EN 149:2001+A1:2009 NR: for single use, dispose at end of shift. **D:** Dolomite clogging test passed. **Questies:** Contact your safety officer or Moldex. To select the right respirator and protection level observe national regulations. Check before use/fitting See pictograms on box. Use mask only if not damaged. Perform a fit check! Cover the mask with both hands and exhale sharply. If leakage is detected, check position of mask – if necessary shorten strap. Only enter workplace when proper fit is achieved. Note: Facial hair can prevent adequate fit. **Warning** The wearer must be instructed in the proper use of the mask. No metal parts that can cause sparks in explosive atmosphere. Does not protect the wearer against gases / vapours, or atmospheres with less than 19.5% oxygen. Do not enter unventilated narrow rooms and shafts with filtering face pieces. Do not use against contaminants / concentrations unknown or immediately dangerous to health. Leave area immediately when breathing becomes difficult or other distress occurs. Dispose respirator when damaged or breathing resistance increases strongly. Never modify or tamper with mask. Incorrect use or not following the user instruction can reduce

**CZ** – Návod k použití Použijte Chráni před pevnými a kapalnými aerosoly dle EN 149:2001 + A1:2009 NR. Na jednorázové použití, zlikvidujte na konci směny Di: Splňuje test zanášení dolomitovým prachem. Dotazy? Kontaktujte vašeho bezpečnostního technika nebo Moldex. Při výběru správného respirátora a hladiny ochrany dodadžte národní předpisy a zákony. Zkontrolujte před použitím Řídte se pictogramy na krabici. Nepoužívejte poškozený respirátor. Provlete kontrolu těsnosti. Přiložte na masku obě ruce a silně vdechňete. Pokud uniká vzduch, zkontrolujte pozici masky. Je-li to nutné, zkraťte upínací pásky. V případě nedostatečné těsnosti nevstupujte na pracoviště. Poznámka: Vousy mohou způsobit netěsnost respirátoru. Varování: Uživatel musí být seznámen se správným používáním respirátoru. Výrobky neobsahují žádné kovové části, které by mohly způsobit vytvoření jisker ve výbušné atmosfére. Nechrání uživatele před plyny, párami a rozpuštědly nebo ozvuďším s méně než 19,5% kyslíku. Nevstupujte do nevětrných kontejnerů, těsných prostor a šachet s filtračním zařízením. Nepoužívejte proti neznámým nebezpečným látkám a koncentracemi nebo látkám bezprostředně ohrožujícím zdraví. Ihned opusťte pracoviště při obtížích s dýchaním nebo při malátnosti či nevolnosti. Zlikvidujte respirátor pokud je poškozen nebo pokud se prudce zvýší dýchací odpor. Na respirátoru neprovádějte žádné změny či úpravy. Nesprávné používání nebo nedodržování návodu k použití může snížit hladinu ochrany a způsobit poškození zdraví. **Ukladání:** Řídte se pictogramy

**DE – Gebrauchs- und Aufsetzanleitung** Anwendung Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen nach EN 149:2001+A1:2009. NR zum einmaligen Gebrauch, pro Schicht austauschen. Di: Dolomitaustest bestanden. FFP1: max. 4 x AGW, nicht gegen krebserzeugende, radioaktive Stoffe, biologische Arbeitstoffe der Gruppe 2 und 3, Enzyme. FFP2: max. 10 x AGW, zusätzlich gegen biologische Arbeitstoffe der Gruppe 2. FFP3: max. 30 x AGW. DGUV-Regel 112-190 und arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „G26“, ArbMedVV, AMR 14.2, usw. beachten. **AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.** Bei Fragen an den Sicherheitsbeauftragten oder Moldex wenden. Nationale Vorschriften und Gesetze zum Einsatz persönlicher Schutzausrüstung berücksichtigen. Kontrollen vor Gebrauch/Anlegen/Sitz Siehe Piktogramme auf Verpackung Funktionsprüfung: Maske nur einsetzen, wenn nicht beschädigt. Dichtsitzkontrolle durchführen: Maske mit beiden Händen umschließen und kräftig zusatzen. Bei Luftraustritt Sitz der Maske und Bänder überprüfen, wenn nötig das Band verkürzen. Nur bei korrektem Dichtsitz Arbeitsplatz betreten. Achtung: Bartbehaarung kann Dichtsitz beeinträchtigen Warnhinweise: Die Handhabung der Maske muss bekannt sein. Keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können. Schützt nicht vor Gasen, Dämpfen, Lösungsmitteln oder bei weniger als 19,5% Sauerstoff. Unbelüftete Behälter, enge Räume und Schächte nicht mit Filtergeräten betreten. Nicht verwenden gegen: unbekannte Gefahrstoffe und Konzentrationen und wenn Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit ist. Arbeitsplatz sofort verlassen, wenn Atmen schwerfällt oder bei Schwindel/Übelkeit. Bei Beschädigung, stark ansteigendem Atemwiderstand die Maske auswechseln. Keine Veränderungen und Reparaturen an der Maske durchführen. Falscher Einsatz oder Nichtbeachtung der Warnhinweise vermindern die Schutzwirkung und können zu Erkrankungen oder dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Lagerung: Siehe Piktogramme.

dauerhaften Gesundheitsschaden führen. Lagerung Siehe Piktogramme **DK** – Brugsanvisning Brug Beskytter mod faste og flydende aerosoler i henhold til EN 149:2001+A1:2009 **NR**: til engangsbryg, skal bortsækkes efter et arbejdsskift. D: Godkendt iht. Dolomit-filtremæhdhestesten. Spørgsmål? Kontakt din sikkerhedsansvarlige eller Moldex. Vil du vælge det rette åndedrætsværn og beskyttelsesniveau, så vær opmærksom på de nationale regulatorer. Kontrollér før brug/tilpasning Se pictogrammer på æsken. Brug kun masken, hvis den ikke er beskadiget. Kontrollér, om masken sidder godt. Dæk masken med begge hænder og ånd kraftigt ud. Hvis der er en utæthed, skal du tjekke maskens position – afkort strappen, hvis det er nødvendigt. Gå kun ind på arbejdspladsen, når masken sidder korrekt. **Bemærk:** ansigtsbehæring kan forhindre masken i at sidde ordentligt. **Advarsel** Bæreren skal instrueres i korrekt brug af masken. Ingen metaldele, som kan forårsage gnister i eksplasive omgivelser. Beskytter ikke bæreren mod gasser / dampe, eller atmosfærer med mindre end 19,5% iL. Gå ikke ind i uventilerede, smalle rum og skakter med filtrerende ansigtsmasker. Brug ikke masken mod foreurende stoffer / koncentrationer som er ukendte eller umiddelbart farlige for helbreddet. Forlad øjeblikkeligt området, hvis det bliver svært at ånde, eller der opstår ubehag. Bortsæk masken, hvis den beskadiges, eller hvis åndingsmodstanden bliver væsentlig kraftigere. Masken skal aldrig modificeres eller ændres. Hvis masken ikke bruges korrekt, eller brugsanvisningen ikke følges, kan det reducere beskyttelsesniveauet og medføre skader på helbreddet.

**Opbevaring se pictogrammer.**  
**EE – Kasutusjõised Kasutamine** Tagab kaitse kuivade ja vedelate aerosoolide vastu vastavalt EN 149:2001 + A1: 2009 NR: ühekordseks kasutamiseks, visake lõpus vahetuseks. Di: On korraldatud test dolomiitidolmu ummistustiim kindlaks määramiseks. Kas on küsimus? Võtke ühendust oma tööhõluse spetsialistiga või Moldex'iga. Valides õiget respiraatorit ja vastavat kaitsetaset, peab järgima riigi seadusandlike aktide nõudeid. Kontrollimine enne kasutamist / selgapaneku. Vaata pictogramme pakendi kastil. Kasutada ainult juhul, kui mask ei ole kahjustatud. Kontrolli maski vastuvast ergonomiliste ja tiheduse nõuetekohas. Pärast maski pähendamist sulgeda maski üles ei saa. Lülitage välja läppide ja kinnitage. Kui maski ei täida

cket, kontrollige, et mask töesti hästi liibub, vajaduse korral tuleb lühendada riimrad. Siseneda töökohta ainult siis, kui mask on vastavalt sobiv. Nää juuksevööb täkitasdata maski piisavat liibumist näole. **Hoiatus.** Maski kandja peab olema nõuetekohaselt instrueeritud maski kasutamise üksikasjadest. Ei sisalda metallosi, mis võivad põhjustada sädemeid plahvatustohulites keskkonnas. Ei kaitsta kasutajat gaaside / aurude eest ja selliseses keskkonnas, kus napikusisaldus on väiksem kui 19,5%. Mitte viibida ventilaatsioonita kitasruumis, kasutades ainult tolmivastast kaitsevarustust. Pole kasutatav kaitseks saastumise eest, mille kontseptsiooni ei ole teada või on valheult tervisele ohlik. Väljuge ohlikust alast otsekohe, kui hingamine muutub raskeks või esineb muud negatiivsed tunded. Vabanegi respiraatorit selle kahjustuseks või raske hingamistakistuse juhul. Mingi juhul ei tohi transformeerida maski või üritada midagi muuta maski konstruktsooni. Väärkasutus ja juhiste ei-ramine võib vähendada kaitsetaset ja viia tervisekahjustusteni. **Ladustamine** Urige märgistust.

**E**s - Instrucciones de Uso Usa Protege frente a aerosoles líquidos y sólidos según EN 149:2001+A1:2009 NR. Desechable después del turno de trabajo Di Superado el test de obstrucción de Dolomitas Consultas? Contacte con su Prevencionista o con Moldex. Para seleccionar el respirador adecuado al nivel de protección cumpla la legislación nacional Chequear de uso/ajuste Ver pictogramas en la caja. Usar la máscara sólo si no está dañada Chequear el ajuste Cubrir la máscara con ambas manos y exhalar fuerte. Si se detecta fuga, comprobar posición de la máscara, si es necesario acortar la correa. Entrar en el lugar de trabajo solo cuando existe el correcto ajuste Nota: El pelo facial puede provocar ajuste inadecuado Advertencia El usuario debe estar formado en el uso adecuado de la máscara. No partes metálicas que puedan causar chispas en atmósferas explosivas. No protege al usuario frente gases/vapores o atmósferas con menos del 19,5% de oxígeno. No entre con piezas faciales filtrantes en sitios estrechos poco ventilados o pozos. No utilice frente contaminantes y concentraciones desconocidas o con peligro inmediato para la salud. Abandone el área inmediatamente si la respiración se vuelve difícil u ocurre otra anomalía. Deseche el respirador cuando esté dañado o la resistencia a la respiración se incremente fuertemente. Nunca modifique o altere la máscara. El uso incorrecto o no seguir las instrucciones puede reducir el nivel de protección y conducir a daños a la salud Almacenamiento Ver pictogramas. **F1** - Käyttöohje Käyttö Suojaa kiinteitä ja nestemäistä aerosoleilta normin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti NR: kertakäytöön, hävitettävä vuorotöitässä. D) Läpäisyistä dolomiittiestiin. Kysymyksiä? Ota yhteys työsuojelujärjestööille tai Moldexiin. Noudata kansalaisia määräyksiä oikean hengityssuojaimeen ja suojaustason valinnassa. Tarkista ennen käytöä/asettamista Katso laatikon kuvarmerkit. Käytä suojaata vain, jos se ei ole vahingotilunut. Tarkista istuvuus. Peitä suojaam molemmissa käsiillä ja hengitä voimakkaasti. Jos vuotoa ilmelee, tarkista suojaimen asento, mikäli tarpeen lyhennä nauhaa. Siirry työskentelyalueelle vain, jos kunnollinen istuvuus on varmisteltu. Huomio! Parta voi aiheuttaa sen, ettei suojaaja kasvoja riittävän tiivisesti. Varoitus Käytäjää on opastettava suojaimeen oikeassa käytössä. Ei metallisia osia, jotka räjähdysherkissä ilmatiloissa voisivat sytytä. Ei suojaaja käytäjää kaasulta/höyrystä tai tiloissa, joissa happea on alle 19,5 %. Älä mene kaahteisiin ilmastoimattomii tiloihin tai kuiluihin, jos käytät suodattimellista hengityssuojausta. Älä käytä suojainta mikäli et tunne epäpuhtauksien pitoisuutta sekä epäpuhtauksien vaarallisuutta terveydelle. Poistu alueelta välittömästi, kun ilmenee hengitysvaikeuksia tai muitaoireita. Hävitä hengityssuojaain, jos se on vaurioitunut tai hengitysvastus kasvaa voimakkaasti. Älä koskaan tee muutoksia suojaimeen. Virheellinen käyttö tai ohjeiden noudatamatta älättäminen voivat heikentää suojaustasoja ja aiheuttaa haittaa terveydelle. Säilytys katso symbolit.

**FR - Notice d'utilisation** Utilisation Protège des aérosols liquides et solides, conforme à la EN 149:2001+A1:2009 NR: à usage unique, à jeter à la fin de chaque poste de travail. **D**i passe le test de colmatage à la Doloxyline. Des questions? Contactez votre responsable sécurité ou Moldex. Pour choisir le masque et le niveau de protection requis respectez la législation nationale. Contrôle avant utilisation/ajustement Regardez les pictogrammes sur la boîte. Utilisez le masque que s'il n'est pas abimé. Réalisez un contrôle d'étanchéité Couvrez le masque des 2 mains et expirez franchement. Si une fuite est détectée, ajustez la position du masque - au besoin raccourcir la bride. Entrez sur zone de travail que s'il y a une bonne étanchéité. Note: Une pilosité faciale peut empêcher une étanchéité adéquate. Attention Le porteur doit être formé au bon emploi du masque. Pas de pièce métallique pouvant générer des étincelles en atmosphère explosive. Ne protège pas le porteur des gaz/vapeurs ou atmosphères ayant moins de 19,5% d'oxygène. N'entrez pas dans des pièces ou conduits exigus non ventilés avec un masque filtrant les particules. Ne pas utiliser contre des polluants/concentrations inconnus ou immédiatement dangereux pour la santé. Quittez aussitôt la zone si votre respiration devient difficile ou si tout autre trouble survient. Ajustez le masque s'il est abimé ou si la résistance respiratoire croît fortement. Ne modifiez pas, ne bricolez pas le masque. Une mauvaise utilisation ou le non-respect de la notice d'utilisation peut réduire le niveau de protection du masque et nuire à la santé. Stockage Voir les pictogrammes.

**GR** - Ορδίνεις για χρήση Χρήση Προστατεύει από στέρεα και υγρά αερούλωσατα στην EN 149:2001+A1:2009 NR, για μία χρήση, να αντικαθισταται μετά τη πέρας της εργασίας. Δι επιτυχές τεστ απόφραξης δολομητή. Απορίες: Επικοινωνήστε με τον τεχνικό ασφαλέα σας ή την Moldex. Για την σωστή επιλογή ανανεώστρια και το επιπλέον προστασία τηρήστε τους έθνικους κανονισμούς. Ελεγχος πριν τη χρήση/συναρμολόγηση Δείτε τα εικονογράμματα στήσατε συσκευασία. Χρησιμοποιείστε τη μάσκα μόνο εάν δεν είναι κατεστραμμένη. Κάντε μια δοκιμή: Καλύψτε τη μάσκα με τα δύο χέρια και εκπνεύστε έντονα. Κάντε διαπιστωθών διαρροές, ελέγχετε τη μάσκα - εάν είναι απαραίτητο κοντύνετε τα λουράκια. Να εισέρχεστε στο χώρο εργασίας σας μόνο εφόδους η δοκιμή είναι επιτυχής. Σημειώστε: Η εποπτή με τα μαλλιά μπορει να επιδράσει φραγκτικά στην επίδοση της δοκιμής. Προειδοποίηση: Ο χρήστης οφείλει να ενημερωθεί για τη σωστή χρήση της μάσκας. Δεν υπάρχουν μεταλλικά

λέμερη που μπορεί να προκαλέσουν στιγμήρες σε εκρηκτική ατμόσφαιρα. Δεν προστατεύουν το χρήστη από αέρια/ατμούς, ή στημόσφαιρες με λιγότερο από 19,5% οξυγόνο. Μην εισέρχεστε σε κλειστούς/στενά δωμάτια και άζονες χώρις εξαερισμό με φιλτρόμασκες. Μην χρησιμοποιείτε ενάντια σε ρύπους/δημόσιες συγκεντρώσεις ή άμεσα επικίνδυνες για την υγεία. Εγκαταλείψτε μέρες την περιοχή στην οποίαν σας γίνεται δύσκολη η σας δημιουργία για την ολη την ημέρα. Αφαίρεστε τον αντανευτόρος όταν είναι χαλασμένος ή στην οποίαν σας γίνεται δύσκολη η σας δημιουργία για την ολη την ημέρα. Αφαίρεστε τον αντανευτόρος όταν είναι χαλασμένος ή στην οποίαν σας γίνεται δύσκολη η σας δημιουργία για την ολη την ημέρα. Λανθασμένη χρήση ή μη συμμόρφωση με της οδηγίες χρήσης μπορούν να μειώσουν το βαθμό προστασίας και να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες για την υγεία. Αποθήκευση Δείτε τα εικονογράμματα.

**HR – Upute za korištenje** Korištenje Zaštita od čvrstih i krutih aerosola prema EN 149:2001+A1:2009 NR: za jednokratnu uporabu, baciti na kraju smjene. D: prošlo ispitivanje začepljenja dolomitnom prašinom. Za pitanja kontaktirati svog referenta zaštite na radu ili Moldex. Za odabir odgovarajućeg respiratora i razine zaštite pridržavati se nacionalnih odredba. **Prijevje** prije uporabe/prijanjanja Vidjeti slike na ambalaži. Respirator koristiti samo ako nije oštećen. Provjera prijanjanja: Pokriti masku s obje ruke i jako zdahnuti. Ako primijetite propuštanje zraka, provjerite poziciju respiratora - iako je potrebno stegniti remen. Ulazak na radno mjesto samo ako je postignuto pravilno prijanjanje. Napomena: facialne dlake mogu sprječiti spravno prijanjanje. Pozor! Nositelj mora primiti upute o ispravnom korištenju respiratora. Nema metalnih dijelova koji bi mogli stvarati iskru u eksplozivnoj

ne od 19,5% kisika. Ne ulaziti u neventilirane uske prostorije i okna sa inspiratorom. Ne koristiti kada su koncentracije kontaminanta nepoznate ili posredno opasne za zdravje. Odmah napustiti mjesto ukoliko disanje postaje teško ili nastanu druge poteškoće. Baciti respirator ukoliko je oštećen ili ne može se saglovo povećati. Respirator se nesmije modificirati ili izmjeniti, pravilno korištenje ili nepridržavanje upute za korištenje može smanjiti učinku i dovesti do povreda zdravlja. Cuvanje vidljite slike.

- Használati utasítás Használhat Vedelmet nyújt részcsékkel és aeroszó-  
ellen az EN 149:2001+A1:2009 szerint. NR: egyszeri használatra,  
ználat után eldobandó. Di: Teljesít a dolomitporos tesztet. Kérdés ese-  
forduljon a biztonságtechnikai megbízóhoz vagy forgalmazóhoz.  
megfelelő léggázásokat vegye figyelembe a vonatkozó  
szabályokat. Használat előtti ellenőrzés/illeszkedés: A dobozon lévő  
program szerint. Csak ép maszkot használjon. Illeszkedési vizsgálat elvég-  
tése: Takarja le az álarcot mindenkor kezével, majd gyorsan fűja ki a levegőt.  
nem megfelelő az illeszkedést, igazítása meg az álarcot, hisz sékuges-  
sa szorosabba a pántot. Csak megfelelő illeszkedés esetén lépjön be  
hunkertüreletre. Figyelem: Arcszőröt esetén nem biztosítható megfelelő  
illeszkedés. Figyelmeztetés: A használói ki kell ottalni az álarc használátról.  
Ami tartalmaz félmalkatrész, amely szíkrát okozhat robbanásveszélyes kör-  
zetben. Nem védi a felhasználót gázok, gőzök ellen vagy 19,5% alatti  
egénszint esetén. Ne menjen be az álarccal nem szellőző, szűk helyekre  
olyanakra. Ne használja szűrőfélárlatot ha a szennyezőanyag/kon-  
tráció nem ismert vagy azonnal egészsékgárosító a környezetet. Azonnal  
agyja el a szennyezett területet, ha néhez légzést vagy egyéb kellemetlen-  
ségeket tapasztal. Cserélje ki a léggázásról, ha az megsérül vagy a léggázi-  
nálás erősen megnövekszik. Az álarcot tilos átalakítani vagy módosítani.  
Elyetlen használata vagy a használati utasítás be nem tartás csökkentheti  
védelmi törvénzést és károsíthatja az egészséget. Tárolás lásd az ábráról.

- Notkunarkleiðbeiningar Notkun Verndar gegn loftiðum í fóste eða  
randi formi samkvæmt EN 149-2001+A1:2009 NR. Einnótt, fargist  
jar vaktin er búin. D: Stóðst stiftluprós með dólómíti. Fyrirspurnir? Hafðu  
bundið við óryggisfallslátruna þínu hjá Moldex. Fylgdu reglugerðum í þínú  
því degar velja skal öndunargrimu og verndunargetu. Athugið fyrir notkun/  
run Skóði myndtakla á umþróðum. Notið grímu því aðeins að hún sé ekki  
mild. Gerðu matnárunárpóli. Haltu fyrir grímunu með báðum höndum og  
laðu frá þér af krafti. Ef þú finnur fyrir leka skalt þú athuga staðsetningu  
numnar - styttu í ólunum ef á þarf að halda. Ekkí fara inn á vinnumistöð fyrir  
gríman situr vel. Athugið: Andlithshár geta komið í veg fyrir að gríman sitji  
enilegga. Viðövrðum Sá sem ber grímunu verður að fá leiðbeiningar um  
a notkun hennar. Engir málmlímlutar sem geta orsakad neista í sprengifimu  
verfi. Verndar ekki gegn gastegundum / gufum eða andrúmslofti með  
ina 19,5% súrefni. Ekkí fara inn í þróng ólöfstræst rými eða göng með  
grínum. Notist ekki gegn aðskotaefnum / þéttum gufum sem óþekktar  
eða hættulegar heilsu. Yfirligð svæðið samstundis ef öndun verður  
á eða ef annarra bágjanda verður vart. Fargið öndunargrimunni, sé  
skemmd eða ef mótaða við öndun eykst verulega. Aldrei skal breyta  
numni eða fíktu við hana. Ef notkun grímunnar er róng eða ekki samkvæmt  
andaleiðbeiningum getur það minnkað þá vernd sem hún veitir og haft  
brleg heilsufarsleg áhrif. Geymsla sjá myndtáknum.

Istruzioni per l'uso Usa Protegge da aerosoli solidi e liquidi secondo EN 20201+A1:2009 NR: monouso, gettare alla fine del turno. Di superato intasamento con Dolomite. Domande? Contattate il vs. RSPP o Moldex. selezionare il corretto respiratore /livello di protezione attenersi alle norme nazionali. Controllare prima dell'uso Vedasi pittogrammi sulla testola. Usare il facciale solo se non danneggiato. Verificare l'adesione: aprire il respiratore con entrambe le mani ed espirare con forza. Se si riscontra una perdita, verificare la posizione del facciale - se necessario ricongiare l'elastico. Entrare nell'ambiente di lavoro solo dopo aver assicurato la corretta adesione. Nota: barba e basette ostacolano una adeguata adesione. Attenzione! L'utilizzatore deve essere istruito all'uso del respiratore. Non ci sono parti metalliche che possano causare scintille atmosfera esplosiva. Non protegge chi lo indossa da gas/vapori, o in atmosfera con meno del 19,5% di ossigeno. Non entrare in spazi confinati non ventilati o pozzi con un facciale filtrante. Non usare in caso di contaminanti/concentrazioni sconosciuti o letali. Lasciare immediatamente la testola quando la respirazione diventa difficoltosa o in caso di altri pericoli. Sfoderare il respiratore quando danneggiato o la resistenza respiratoria aumenta notevolmente. Non modificare o manomettere mai il respiratore. Non scorrere o il non attenersi alle istruzioni per l'uso può ridurre il livello di protezione e creare danni alla salute. Stoccaaaa! Vedasi pittogrammi

Naudomojo instrukciją Apsauga nuo kietų ir skystų dailelių pagal EN 2:2001+A1:2009 NR: vienkarinio naudojimo, išmesti po darbo dienos Dolomite užsimkimimo testas išlaikytas Klausimai. Sausiukėje su saugos įstaigai ar Moldex atstovais. Norit pasirinkti tinkamą antveidį ir apsausyti lygi, butina laikytis nacionalinių reikalavimų Patikrinti prieš naudojimą/antveidžių Žiūrėti pikogrammas ant dežutės. Naudokite antveidį tik tuo atveju jei nepažeistas. Atlikite tinkamumopatikrinimą! Uždenkite antveidį abiem rankom ir stogaičiai išskempkite. Jei pralaideumas nustatomas, patikrinkite antveidžio poziciją - jei reikia sutrumpinkite dirželius. Eikite į darbo vietą tik tada antveidžių tinkamai uždėtas. Pastabėdami plaukai galį tugydžių tinkamam antveidžiui išpėjimai! Naudotojas turi būti supažindintas su tinkamu antveidžiu ir naudojimu. Nėra metalinių dalių, kurios gali sukelti kibirkštis sprogojė į ranką. Neapsaugo naudotojų nuo dujų/garyų jei aplinkoje deguonys kris yra mažesnis nei 19,5%. Neikite į neventiliuotas uždaras patalpas ar laikytas su antveidžiu. Nenaudokite aplinkose kur kengsmingos medžiagos yra koncentracija yra nežinoma ar jos gali sukelti staigų pavojų sveikaitei. Nedelsiant paleikite patalpas jei darosi sunku kvėpuoti ar atsiranda kitų džiūzų. Pakeisite antveidžių, jei jis pažeistas ar darosi sunku įkvėpti. Jokiais atvejais neperdarinėkite antveidžio. Neteisingas naudojimas ar instrukcijos išlaikymas gali sumazinti apsaugos lygi ar sukelti pavojų sveikatai. Saugotės ūžiūrėti pikogrammas.

Lietošanas instrukcija Lietošanai Nodrošina aizsardzību pret sausajiem skidkrajiem ceirosiņiem saskaņā ar standartu EN 149:2001+A1:2009 un vienreizējai lietošanai, atbrīvoties maijās beigās. Iziets tests uz dots putekļu aizsēršanās **Jautājumi?** Kontaktēties ar savu darba aizsardzības speciālistu vai Moldex. Pareizai respiratoru un aizsardzības līmena pieļāvē jāievēro valsts normatīvo aktu prasības. Pārbaude pirms lietošanas/ ielikšanas Aplūkot piktogrammas uz iepakojuma kastes. Lietot tikai gadījumā ja maska nav bojāta. Pārbaude uz maskas ergonomiskumu un blīvumu uztvilkšanas, aiklāt maskas izelpas vārstu ar rokām un strauji izelpot. Ja jāpārbauda gaisa noplūde, jāpārbauda, vai tiešām maska labi piegūl, ja neiesāms saisināt siksniņas. Darba vietā iejet tikai tādā gadījumā, ja maska ir pilnīgi piegūl. Sejas apmatojums var kavēt maskai pieteikami pliekļaujumi. Brīdinājums Maskas nēsātājam jābūt pienācīgi instrūētam par maskas saskaņas ničnēm. Nesatur melālu detaļas, kas varētu izraisīt dzirksteles aizdzībienistamā vidē. Nepasārgā lietojotā pret gāzēm/vaiķiem un citās sāpes, kuru skābekļa saturis ir mazāks kā 19,5%. Neuzturēties nevēdināmās rāsētās telpās tikai ar pretputekļu aizsarglīdzekļiem. Nelietot aizsardzības līmeni pīessarīnījumu, kura koncentracija nav ziņāma vai tūlītēji bilstama veselībai. Atstāt bilstamo zonu tūlīt kā elpošanai klūst apgrūtinātā vai rodas kādas s negatīvas sejātās. Albrīvoties no respiratora bojājuma vai stipras elpošanas pretestības praaugstīnāšanās gadījumā. Nekad nepārveidoit masku vai stiešies mainīt kaut ko maskas uzvībē. Nepareiza lietošana un nesekošā ietekme var samazināt aizsardzības līmeni un novest pie veselības bojājumiem.

**NL-Gebruikersinstructies** Gebruik Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen volgens EN 149:2001 + A1: 2009 NR voor enigmalig gebruik, weg doen aan het einde van de shift. **D:** voldoet aan de Dolomiet verzadigingstest **Vragen?** Contact uw veiligheidsfunctionaris of Moldex. Om het juiste masker en niveau van bescherming te kiezen, raadpleeg de nationale voorschriften. Controleer voor gebruik/opzetten Zie de pictogrammen op de doos. Gebruik het masker alleen onbeschadigd. Voer een fit test uit: Bedek het masker met beide handen en adem sterk uit. Indien er lekkage wordt ontdekt, controleer de stand van het masker en verkort indien nodig de band. Betreed alleen de werkplaats wanneer de juiste afstelling van het masker is bereikt. Let op: gezichtsbehanding kan zorgen voor onvoldoende afdichting. Waarschuwing De drager moet geïnstrueerd zijn over juist gebruik van het masker. Geen metalen onderdelen die vonken kunnen veroorzaiken in een explosieve ruimte. Beschermt de drager niet tegen gassen en/of dampen of ruimtes met minder dan 19,5% zuurstof. Betreed geen ongeventileerde, smalle ruimtes en schachten met een filterrend gelatustuk. Niet te gebruiken tegen verontreiniging en concentraties die onbekend of direct schadelijk zijn voor de gezondheid. Verlaat de ruimte direct wanneer ademen moeilijk wordt of bij andere opkomende klachten. Doe het masker meteen weg bij beschadiging of wanneer de ademhalingsweerstand sterk toeneemt. Masker nooit aanpassen. Verkeerd gebruik of het niet naleven van de gebruikersinstructies kan de bescherming verminderen en kan leiden tot schade aan de gezondheid. Opslag Zie pictogrammen.

**NO** – Brugsanvisning Bruk Beskytter mot faste og flytende aerosoler i henhold til EN 149:2001+A1:2009 NR: kun til kortidsbruk innenfor ett arbeidsskift. **D** Dolomitt testet og godkjent. Spørsmål? Ta kontakt med sikkerhetsansvarlig eller Moldex. For å velge riktig ándedrettsvern og beskyttelsesnivå: følgje nasjonale retningslinjer. Kontroller før bruk/påsettning Se piktogrammer/bruksanvisning på boks/emballasje. Ikke bruk skadet maske. Gjennomfør kontrolltest: Dekk masken med begge hender, pust kraftig ut og inn. Dersom det oppdages lekkasje: kontroller at masken sitter riktig, og gjør strøppen kortere om nødvendig. Sørg for at masken sitter riktig før du går inn på arbeidstestedet. **NB:** Ansiktshár kan føre til at masken ikke sitter slik den skal. Advarsel! Bruker må få opplekkelse i hvordan masken brukes riktig. Ingen metalldeeler som kan forårsake gnister i en eksplosiv atmosfære. Beskytter ikke brukeren mot gass/damp eller atmosfære med mindre enn 19,5 % oksygen. Ikke gå inn i dårlig ventilerte, trange rom eller sjekk med mangelfull maske pga evt oksygenmangel. Må ikke brukes mot ukjent forurenning/konsentrasjon eller helsefarlige stoffer. Forlat området umiddelbart dersom det blir vanskelig å puste eller det oppstår andre hindringer. Kast masken dersom den er skadet eller det blir vanskelig å puste. Masken må aldri endres eller manipuleres. Dersom masken brukes feil eller instruksjonene ikke følges, kan beskyttelsesnivået bli redusert og helsen bli utsatt for skade. Lagring se piktogrammer.

**PL** – Instrukcja użytkownika Zastosowanie Ochrona przed stałymi i ciekły-

**L** - instrukcja użytkowania zastosowanego Ochronę przed stymu i cieplnymi aerozolami wg. normy EN 149:2000+A1:2009. **NR:** jednorazowego użycia, po zakończeniu pracy przeznaczyć do utylizacji. **D:** testowana w pyłach dokumentów. W razie pytań zwrócić się do działu BHP, lub biura Moldex. Wybierając odpowiedni sprzęt ochronny należy zastosować się do przepisów krajowych. Kontrola użycia i szczegółności Patrz piktogramy na opakowaniu. Test funkcjonowania. Maskę zakładać wtedy gdy testy nie wykazały uszkodzeń. Wykonać test szczelności Zatkać wylot powietrza używając obu dłońi i wykonać szybki wydech. W razie nieszczelności skorygować ułożenie maski na twarzy i naciąg taśm mocujących. Przystąpić do pracy tylko z prawidłowo założoną maską. Uwaga! dlugi zarost nie zapewnia prawidłowego przylegania maski do twarzy. **Ostrzeżenie:** Użytkownik musi być zapoznany z prawidłowym użytkowaniem maski. Produkt ten nie zawiera żadnych części metalowych, które mogłyby spowodować powstanie iskry w niebezpiecznym środowisku. Nie chron przed gazami, oparami i rozpuszczalnikami. W powietrzu musi znajdować się nie mniej niż 19,5% tlenu. Zaleca się unikać pracy w miejscach nie przewidzianych pomieszczeń. Nie używać maski w środowisku z nieznaną koncentracją i rodzajem materiałów szkodliwych lub w miejscu bezpośredniego zagrożenia życia. Miejscie pracy należy opuścić w przypadku trudności oddychania, wystąpienia nudności lub zatrówek głowy. W razie zwiększenia oporu wdychanego powietrza maskę należy wymienić. Maski nie należy modyfikować i naprawiać. Niewłaściwe użytkowanie maski oraz nieprzestrzeganie wskazówek i ostrzeżeń zmniejsza skuteczność ochrony i może doprowadzić do choroby lub uszczerbku zdrowia. Przechowywanie Patrz piktogramy.

**PT - Instruções de uso** Usa Protege contra aerossóis líquidos e sólidos segundo EN 149:2001 + A1:2009 **NR:** Descartável após um turno de trabalho D: Ultrapassado teste de Dolomitas Consultas? Contacte o departamento de Higiene e Segurança ou com Moldex. Para seleccionar o respirador e protecção adequada cumpra a legislação nacional. Conferir antes do uso/ajuste Olhar pictograma na caixa. Usar a máscara só se não está deteriorada Conferir o ajuste Tape a máscara com as duas mãos e exale fortemente. Se for detectada alguma fuga verifique a posição da máscara. Encoste o elástico caso precisar. Entrar no lugar de trabalho só quando exista um ótimo ajuste **Nota:** O pôlo facial pode causar um ajuste inadequado. Aviso O utente deve estar formado no uso adequado da máscara. Sem partes metálicas que possam causar faiscas em atmosferas explosivas. Não protege ao utente contra gases/vapores ou atmosferas com uma concentração de oxigénio abaixo de 19,5%. Não entre com peças faciais de filtração em espaços apertados, pouco arejados ou poços. Não use contra contaminantes e concentrações desconhecidas ou com risco imediato para a saúde. Deixe a área imediatamente se a respiração torna-se difícil ou acontece alguma anomalia. Deite fora o respirador quando esteja danificado ou a resistência à respiração tenha aumentado muito. Nunca mude ou altere a máscara. O uso incorrecto assim como não seguir as instruções de uso pode reduzir o nível de protecção e provocar danos na saúde Armazenamento

**RO** - Instrucțiuni de utilizare și aplicare Utilizare Masca protejază contra aerosolilor solizi și lichizi și este omologată conform EN 149:2001+A1:2009. Identificare cu NR: masca este de unică folosință și trebuie schimbată la fiecare schimb de lucru. Identificare cu D: masca a trecut testul de praf Dolomit. La selectarea nivelului corect de respirație și protecție trebuie respectate reglementările naționale. Pentru clarificări vă rugăm să vă adresați organelor responsabile cu siguranța sau organizației competente Moldex. Pentru aplicare vezi pictograma de pe ambalaj. Verificare funcții Folosiți masca numai dacă nu s-a constatat nici un fel de deteriorări sau defecte. Efectuați o verificare a așezării etanșă în poziție. Control așezare etanșă în poziție Cuprindeți masca cu ambele mâini și expirați cu forță. La trecerea aerului, verificați masca și benzile, dacă este necesar scurtați banda. Dacă nu puteți obține o poziție etanșă, nu intrați la locul de muncă. Atenție Nu utilizați masca dacă nu realizati poziționarea etanșă din cauza pilozității bărbii. Avertisment Utilizatorului trebuie să i se aducă la cunoștință modul de aplicare al măștilor. Aceste produse nu contin parti metalice care ar putea provoca scantei în mediul explozibil. Această mască nu protejează împotriva gazelor, vaporilor și solventilor, sau în mediul cu mai puțin de 19,5% oxigen. Nu folosiți în atmosfera unde continutul în oxygen este mai mic de 19,5% (definitie Moldex). Fiecare tara poate avea propriile regulamente privind limitele continutului minim de oxygen. Nu folosiți masca când concentrațiile de contaminare nu sunt cunoscute sau pot fi periculoase pentru viață sau sănătate. Părașiti imediat locul de muncă, dacă aerul este greu sau apare senzația de amedeială sau grija. Schimbați masca în cazul apariției senzației de respirație dificilă sau fâșuri. Nu exponăti

nici un fel de modificări sau reparații asupra măștii. Utilizarea incorectă a măștii sau nerespectarea avertismentelor reduc efectul protecției și pot duce la îmbolnăviri sau afecțiuni de durată. Depozitare Vezi pictograma.

**RU – Инструкция по применению Применение Защищает от твёрдых и жидких аэрозолей EN 149:2001+A1:2009 NR:** для одноразового использования, после использования утилизировать D: протестированным доломитом Вопросы? Обращайтесь к нашему специалисту по охране труда или Moldex. Чтобы правильно выбрать респиратор и уровень защиты, соблюдайте требования государственного законодательства Проверка перед использованием/примерка Смотреть пиктограммы на коробке. Использовать маску, только если нет повреждений. Накрыть маску обеими руками и резко выдохнуть. Если обнаружена утечка проверьте положение маски - в случае необходимости затяните ремень. Входить на рабочее место только когда подобран подходящий размер. Примечание: Волосы на лице могут мешать плотному прилеганию. Внимание Владелец должен быть проинструктирован о правильном использовании маски. Отсутствуют металлические части, которые могут вызвать искрение во взрывоопасной среде. Не защищает владельца от газов, паров или среды где менее 19,5% кислорода. Не входить в непроверенные небольшие помещения и шахты с фильтрующими частями для лица. Не использовать от загрязнений/концентраций, которые неизвестны или опасны для здоровья. Если дыхание стало затруднённым или возникли другие недомогания, незамедлительно покиньте территорию. При повреждении или когда сопротивление дыханию сильно возрастает, респиратор нужно утилизировать. Никогда не модифицируйте и не изменяйте маску. Неправильное использование или использование не в соответствии с инструкцией может уменьшить уровень защиты и привести к ущербу для здоровья. Хранение Смотреть пиктограммы.

**SE** - Användarinstruktioner Användning Skyddar mot fasta och flytande aerosoler enligt EN149:2001+A1:2009 NR. för engångsbruk, kasseras efter arbetspasset. **D**: Klartag igensättningstestet Dolomit Frägör. Kontakta er skyddsombud eller Moldex. För att välja rätt andningsskydd och skyddsniövelse följi nationella bestämmelser. Kontrollera före användning Se pictogram på boxen. Använd inte masken om den är skadad. Kontrollera passformen: Täck masken med båda händerna och andas kraftigt. Om läckage upptäcks, kontrollera maskens passform - om nödvändigt fiktorka bandet. Besök endast arbetssplatser där rätt passform uppnås. **Obs:** Ansiktshår kan förhindra korrekt passform. **Varning** Användaren ska instrueras i hur man använder masken korrekt. Inga metalldelar som kan orsaka gnistor i explosiva miljöer. Skyddar inte mot gaser/ängor eller miljöer med mindre än 19% volym syre. Gå inte in i oventilerade trångt utrymmen med filtrerade ansiktsmasker. Använd inte mot föroreningar/koncentrationer som är okända eller direkt farliga för hälsan. Lämna området omedelbart om det blir svårt att andas eller om andra obehag uppstår. Kassera andningsskyddet om det är skadat eller om andningsmotståndet ökar kraftigt. Andra eller manipulera aldrig med masken. Felaktig användning eller inte följa bruksanvisningen kan minska skyddsniövelsen och leda till skador på hälsan. Lagerhållning Se pictogrammen. **SI** - Navodila za uporabo in namestevi Uporaba Respirator ščitni uporabnik.

pred trdnimi in tekočimi aerosoli in je registriran po EN 149:2001+A1:2009  
Oznaka NR: respirator je narejen za enkratno uporabo in ga je treba zamenjati vsi izmenji. Oznaka D: respirator ima test za dolomiti prah. Zaradi izbiro pravilnega respiratorja je potrebno upoštevati nacionalne predpise. Pri morebitnih vprašanjih se obrnite na poverjenika za varnost pri delu ali pristojno organizacijo Moldex. Za nameščanje glejte slike na embalaži. Pred uporabo preverite celovitost pripomočka in njegove sestavne dele. Če je pripomoček poškodovan, ga ne uporabljajte. Pred uporabo je potrebno narediti kontrolo tesnjenja. Kontrola tesnjenja respirator primite z obema rokama in močno izdihnite. Pri izhodu zraka preverite prileganje respiratorja in trakove, ter jih po potrebi skrajšajte. Če se vam respirator ne prilega tesno, ne stopejte v delovni prostor. Pozor! Če respirator ne tesni zaradi poraščenosti brade, ga ne uporabljajte. Opozorila Uporabnik mora respirator znati uporabljati. Izdelek ne vsebuje kovinskih delov, ki bi v okolju kjer obstajajo nevarnosti eksplozije lahko povzročili vžig. Respirator ne ščiti pred plini, hlapi in razredili ali v prostorih z manj kot 19,5 % kisika [Moldex opredelitev]. Po samezne države lahko uporabijo svoje lastne meje za pomanjkanje kisika]. Respiratorja ne uporabljajte, če koncentracija nevarnih snovi predstavlja neposredno nevarnost za zdravje. Delovno mesto takoj zapustite, če je dihanje težavno ali nastopita omotica in slabost. Pri poškodbah ali naraščajočem dihalnemu uporu (oziroma na koncu izmenje) respirator zamenjajte. Respiratorja ne spremjamite in ne popravljajte. Napačna uporaba respiratorja ali neupoštevanje opozoril zmanjšuje zaščitno funkcijo in lahko povzroči bolezni ali trajne okvare zdravja. Shranjevanje Glejte slike.

**SK – Návod na používanie a nasadzovanie Použité Masky chráni pred pevným a kvapalným aerosolom a vyhovuje smernici EN 149:2001+A1:2009 Označenie značkou NR: maska je určená na jednorazové použitie a musí sa vymieňať každú zmenu. Označenie značkou D: maska prešla skúškou na do留意om prach. Pri výber správneho dýchacieho prístroja a úrovne ochrany rešpektujte vnútrosťné predpisy. V prípade otázk obojživelníkov na pracovisko každopovedného za bezpečnosť alebo na príslušnú organizáciu Moldex. Pri nasadzovaní sa riadte pikrogrammi na obale. Kontrola funkcie Masky nasadzuje len vtedy, ak sa pri kontrole nezistili žiadne poškodenia. Vykonalte kontrolu tesného upevnenia. Kontrola tesného upevnenia Zovrite masku oboma rukami a silno vydýchnite. Pri vypúštaní vzduchu skontrolujte upevnenie. Ak sa upínky nezavädzajú, alebo sa maska nezaväzuje, alebo sa masky na pracovisko nevstupujte. Pozor V prípade netesného upevnenia a dôsledku porastu na tvári masku nepoužívajte. Výstražné upozornenia Používanie masky musí byť oboznámený s jej správnym zaobchádzaním. Masku nechráni predplynnimi, parami a rozpršadlami ani v prostrediaci s obsahom kyslíka nižším než 19,5 %. Nepoužívajte v prostredí s menším podielom kyslíka ako 19,5 % [doporučenie firmy MOLDEX]. Každá krajina stanovi svoj vlastný limit. J. Nepoužívajte masku proti neznámym nebezpečným látкам alebo koncentráciám a kdežto nebezpečné látkove koncentrace predstavujú bezprostrední nebezpečí ohrození života alebo zdravia. Masku nepoužívajte ak koncentrácia nebezpečných látok predstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia. Pri zhoršení dýchania alebo ak dojde k závratu či nevolnosti pracovisku okamžite opusťte. V prípade poškodenia alebo silného nárustu odporu pri dýchaní (napr. na konci pracovnej zmeny) masku vymenite. Na masku nevykonávajte žiadne zmeny ani opravy. Nesprávne používanie masky alebo ignorovanie výstražných upozornení znižuje ochrannú účinnosť a môže viesť k vzniku ochorení alebo trvalému poškodeniu zdravia. Skladovanie:**


Pozzi piktogramı.  
**TR** - Kullanım Talimatları Kullanım EN 149:2001 + A1 :2009 'a göre kat  
ve sivi aerosollerden korur. NR: Tek kullanımlık, vardiya sonunda otur. D  
Dolomit tıkanma testini geçmiştir. Sorularınız için lütfen iş güvenliği uzma  
nizinizde ya da Moldex'le iletişime geçiniz. Doğru maske ve koruma düzeyi  
seçilirken ulusal düzenlemeleri dikkate alın. Kullanım öncesi Kontrol Pig  
togramları için kutu üzerine bakınız. Maske hasar görmüşse kullanmayıniz  
Sızdırmazlık Kontrolü Maskeyi iki elinize kapatın ve kuvvetle nefes verin.  
Eğer sızıntı varsa maskenin pozisyonunu kontrol edin -gerekliyorsa bantla  
rı iyi sevizin. Çalışma ortamına tam sızdırmazlık sağlanmadan girmeyiniz  
**Not:** Sakallar sızdırmazlığı engellebilir. Uyarı Kullanıcı maskenin uygun  
kullanımı için eğitilmelidir. Patlayıcı ortamlarda kırıcılık oluşturabilecek metin  
parçaları içermezler. Gazlara, buharlara ya da okşijen oranı %19,5'ten az  
olan ortamlarda kullanıcia koruma sağlamaz. Havalandırılmamış ya da odalar  
ya da kuyulara toz maskeleri ile girmeyiniz. Sağlığa doğrudan zarar veren  
ya da kirlilik durumlu bilinen veya ortamlarda karaciğer kirliliğinin varlığı  
bulunur.

**AR** **طبيات انتشار**: تحمي من العبار الجوي الصلب والسائل وفقاً للمواصفة EN 149: 2001+A1: 2009، وهي قابلة لإعادة الاستخدام للاستخدام الفردي فقط. تخلص منها عند الانتهاء من العمل (NR) اختيارياً. **ال Accessories**: احصل بمسحوق السلامة أو بشرائط ملتحمة (D). يجب مراعاة الوائح الوطنية اختيار الكمامات المناسبة بحسب مستوى الحماية المطلوبة. **تحقق قبل الاستخدام**: انظر إلى الصور التوضيحية في المربى. استخدم الكمامات فقط عندما تكون بحالة جيدة. قد يختفي الكمامات بيكلايند وقم بالرجوع بعدها. إذا تم اكتشاف شرب، فتحقق من مستوى الكمامات، ثم قم بتصغير الشريط إذا كان الأمر لا يلتجئ. لا تلحق مكان العمل إلا عندما تتحقق من مدى الملائمة المناسبة. **لاحظ**: يمكن أشعر الووجه أن يعيق الفاعلية / الكفاءة الكافية. **تحذير**: يجب إرشاد مرتدى الكمامات إلى استخدام الصبح. لا توجّه أجزاء حادة معينة يمكن أن تسبب شرارة في أي مفترق. لا تخفي مرتدتها في العزارات أو الأغطية، أو البنيات التي تتوتر على أقل من 9,5 كيسكين. **نحو**: لا تخلع الغرف والأروقة الضيقية غير المجهزة مع طمع وجه التزيين، لا تستخدم هذه المنشآت / التركيزات غير المعروفة أو التي تتخلل خطراً على الصحة بشكل مباشر. **تحذير**: إن المنظمة فوراً عندما يصبح التعرض صعباً أو عند حدوث ضائقة تنفسية، تخلص من الكمامات عند تعرضها للتلف أو عند زيادة مقاومة التنفس التي تعيق التنفس. لا تقم أبداً بتعديل القاع أو العثث به. **استخدام غير ملائم**: عدم اتباع تعليمات الاستخدام يمكن أن يقلل من مستوى الحماية ويؤدي إلى الإضرار بالصحة. **التذرين**: انظر إلى الصور التوضيحية.

**EU declaration of conformity**


GB EU declaration of conformity CZ EU prohlášení o shodě DE EU-Konformitátskleráž DK EU-overensstemmelseserklæring EE EU Vastavusdeklaratsioon ES Declaración UE de conformidad FI EU-vaatimustenmukaisusvakuutus FR Déclaration «UE» de conformité GR Δήλωση συμφόρωσης HE EU izjava o skladnosti HU EU-megfelelőségi nyilatkozat IS ES Samræmistaðfesting IT Dichiariatione UE di conformità LT ES atitikties deklaracija LV ES atbilstības deklarācija NL EU-conformiteitsverklaring NO EU samsvarerklæring PL Deklaracja zgodności RU PT Declaração UE de conformidade RO Declarația de conformitate UE RU EC Декларация о соответствии SE EU Överensstämmdesdeklaration SI Izjava EU o skladnosti SK Vyhľásenie o zhode EU TR AB uygulukluk beyani AR بيان مطابقة المواصفات من الاتحاد الأوروبي  
[www.moldex-europe.com/conformity](http://www.moldex-europe.com/conformity)

1 2 3 □ 4



**AR 1** التخزين في نطاق الرطوبة النسبية القصوى. **3** تطبيق درجة حرارة التخزين. **3** نهاية

**1** Storage maximum relative humidity **2** Storage temperature range **3** End of shelf life **4** Read user instruction **CZ 1** Maximální relativní vlhkost vzduchu během skladování **2** Teplota skladování **3** Skladovat do **4** Návod k použití musí být přečten **DE 1** Maximale relative Luftfeuchtigkeit (RH) während der Lagerung **2** Lagertemperatur **3** Lagerfähig bis **4** Gebrauchsanleitung muss gelesen werden **DK 1** Maksimal relativ fugtighed under opbevaring **2** Opbevaringstemperatur **3** Mindst holdbar til **4** Les brugsanvisning **EE 1** Lao max. õhuniiskus **2** Ladustamise temperatuur **3** Toote säilitusaeg **4** Loe kasutusjuhendit **ES 1** Máximo humedad relativa **2** Rango de temperatura de almacenamiento **3** Caducidad **4** Leer las instrucciones de uso **FI 1** Säilytystilan suhteellinen kosteus **2** Säilytyslämpötila **3** Säilyvyysaika **4** Lue käytöohje **FR 1** Humidité maximale pour les conditions de stockage **2** Plage de températures pour les conditions de stockage **3** Durée de stockage **4** Lire la notice d'utilisation **GR 1** Μέγιστη σχετική υγρασία κατά την αποθήκευση **2** Θερμοκρασία αποθήκευσης **3** Αποθήκευσιμό έως **4** Διάβαση της οδηγίας χρήσης **HR 1** Maksimalna relativna vlagla vremenom skladištenja **2** Skladišiti na temperaturi **3** Rok trajanja **4** Pročitati upute za korištenje **HU 1** Levegő maximális relatív páratartalma tárolás közben **2** Tárolási hőmérséklet **3** Tárolási határérték **4** Kérem, olvassa el a kezelési utasítást **IS 1** Hármarks rákastig við geymslu **2** Hitastigrammi við geymslu **3** Siðasti geymsludagur **4** Lesa handbók **IT 1** Massima umidità relativa di stoccaggio **2** Intervallo di temperatura di stoccaggio **3** Data di scadenza **4** Leggere le istruzioni per l'uso **LT 1** Maksimaliai leidina sandėliavimo drėgmę **2** Laikymo temperatūra **3** Galiojimo pabaiga **4** Skaityti vartotojo instrukcijoje **LV 1** Maksimāli pieļāvams mitrums **2** Uzglabāšanas temperatūra **3** Derīguma termiņa beigas **4** Lūdzenam lasīt lietošanas instrukciju **NL 1** Maximale relatieve vochtigheidsgraad bij bewaring **2** Bewaarartemperatuur **3** Einde bewaartermijn **4** Lees de gebruiksaanwijzing **NO 1** Maksimal relativ fuktighet ved lagring **2** Lagringstemperatur **3** Maksimal lagringstid **4** Les instruksjonar **PL 1** Maksymalna wilgotność względem przechowywania **2** Zakres temperatury przechowywania **3** Koniec przechowywania **4** Instrukcje obsługi należy przeczytać **PT 1** Umidade relativa máxima **2** Temperatura de armazenamento **3** Caducidade **4** Leia as instruções de uso **RO 1** Umiditate relativă maximă de depozitat **2** Temperatură de depozitat **3** Termen de depositare **4** A se citi instructiunile de utilizare **RU 1** Максимально допускаемая влажность хранения **2** Температура хранения **3** Конец срока годности **4** Читать инструкцию по использованию **SE 1** Maximal relativ luftfuktighet vid förvaring **2** Lagringstemperatur **3** Hållbarhetstid **4** Läs bruksanvisning **SI 1** Največja relativna vlažnost pri skladiščenju **2** Temperatura skladiščenja **3** Rok uporabnosti **4** Preberite navodila za uporabo **SK 1** Maximálna relativná vlhkosť vzduchu počas skladovania **2** Teplota skladovania **3** Skladovať do **4** Návod k použitiu musí byť prečítaný **TR 1** Depolama esnasında maksimum nem oranı [nisbi] **2** Depolama sıcaklığı **3** Maksimum raf ömrü **4** Kullanma tarihini okuyunuz



C E 0121

UK  
CA 0086

EAC

EU type certification and  
Conformity assessment:  
IEA (0121) 53757 St. Augustin

Moldex/Metric AG & Co. K  
www.moldex-europe.com

**Head Office (DE):**  
Tübiner Straße 50  
72141 Tübingen

**MOLDEX**